

Coriolis

TEL: 18514528620

Coriolis Scientific instrument co., LTD

Fann RheoVADR 型 全自动流变仪

简介:

Fann RheoVADR 型 全自动流变仪操作员可以记录测试数据，而无需将仪器连接到计算机或网络。记录每次测试的速度、粘度、刻度盘读数和温度。附加测试数据可以记录在 USB 闪存驱动器上。将闪存驱动器插入 USB 端口，选择数据记录速度，然后触摸“记录”按钮或选择预编程的 API 测试。

数据被捕获在标准 CSV 文件中，可以由 Microsoft Excel 和其他电子表格程序读取。数据记录受闪存驱动器容量的限制。实验室或现场通用电源适配器允许 RheoVADR®流变仪在实验室或现场使用。预先编程的 API 测试美国石油学会标准钻

井液和水泥测试预先编程到 RheoVADR®流变仪中。手册中包含了每个测试的详细步骤说明。



标准配置技术参数:

序号	项目	技巧指标
1	电源	230V±5% 50Hz
2	温度测量精度	40-125 华氏度
3	接口	RJ45 串口和 USB
4	采样间隔	100,200&500ms; 1.5,10s
5	转速	12 个预设转速，可自由设置转速 0.01-999RPM
6	剪切速率范围	0.017-1700 导秒

北京科氏力科学仪器有限公司

网址: <http://www.coriolis-china.com>

电话: 18514528620

Coriolis Scientific instrument co., LTD

邮箱: coriolis@163.com

QQ:2408970472